

Activon Tube® - sårsalva

Tub med 100% Manukahonung

Produktbeskrivning


Activon Tube® innehåller 100% Manukahonung, helt utan tillsatser och kommer från Nya Zeeland. Honungen är renad och steriliserad, vilket gör den mycket lämpligt att använda i sår.

Manukahonungen debriderar och rensar upp orena sår, minskar odör samt skapar en fuktig sårläkningsmiljö.



Bruksanvisning

Vrid av toppen, lägg på rikligt med Manukahonung inte mindre än 5mm. I början av behandling så kan såret vätska mycket och lämpligt förband bör därför väljas ex. superabsorbent. Förvaras i rumstemperatur, öppen förpackning kan användas upp till 90 dagar.



Användningsområden

- Trycksår
- Bensår
- Fotsår hos personer med diabetes
- Kirurgiska sår
- Brännskador
- Kraftigt infekterade sår
- Djupa sår, fistelgångar
- Maligna tumörsår

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sårläkningsmiljö
- Fastnar inte i såret

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Avd.förp
CR3830	Activon Tube®, Manukahonung 25 gram	12st

