

VisioFocus® PRO 06480

Den enda termometer som visar temperaturen i mätområdet utan att komma i kontakt med huden.

Produktinformation

- Patenterad mätteknik som garanterar rätt mätavstånd till patienten.
- Visar temperaturen inom 1 sekund.
- Mät noggrannhet $\pm 0,2$ C°
- Upplösning 0,1 C° (ex. 37,2)
- Temperaturen visas i mätområdet.
- Låg driftskostnad inga tillbehör behövs.
- 4st AAA batterier, motsvarar ca: 30 000 mätningar.
- Visiofocus kan med fördel mäta temperaturen på ex. badvatten, mat, välling mm.
- **Mätning av kroppstemperatur**
Arbetsområde: 10/45°C
Mätområde: 34,0/42,5°C
- **Övriga temperaturer**
Mätområde: 1,0/80°C
- Klinisk testad på sjukhus och under de senaste pandemierna SARS(2003), svininfluensan (2009).



FEL (för långt ifrån)

FEL (för nära)

Rätt (Korrekt avstånd)

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Bild
06480	VisioFocus® Pro 06480 , inkl. väska, band, 4st AAA-batterier.	
06480-1	Reservdelar till Visiofocus PRO -Sprint till lock -Lock fram -Batterilucka	
06480-2	VT-checker (kalibreringsinstrument)	

CE₀₀₅₁ , klass IIa