

# Altius™ HP CVK

## Högtrycks CVK




# Altius™ HP CVK



CVK med helt runda innerlumen, vilket ger laminära och därmed högre flöden.



Traditionell CVK med olikformade lumen.



Integrerade **LuerSafe** ventiler som minskar risken för läckage och luftembolier. **LuerSafe** ventilen går ej att rotera bort.



En CVK som är avsedda för att administrera kontrast under höga flöden och tryck. Den klarar av 300psi och 10ml per sekund.



Enklare och jämnare att manövrera ledaren, även vid ev. vätska/blod på handskarna. Avståndsmarkering var 10:e cm.

# Altius™ HP CVK

## Orderinformation

Artnr	Lumen	Längd/O.D mm	French	Gauge	Flöde ml/min	Förp
<b>Altius HP</b>						
K2CS115501P*	1L	15cm/1,67	5Fr,	16	50	10st
K2CS115701P*	1L	15cm/2,33	7Fr,	14	155	10st
K2CS120501P*	1L	20cm/1,67	5Fr,	16	47	10st
K2CS120701P*	1L	20cm/2,33	7Fr,	14	125	10st
K2CS115702P*	2L	15cm/2,33	7Fr	14/17	97/42	10st
K2CS120702P*	2L	20cm/2,33	7Fr	14/17	85/34	10st
K2CS115703P	3L	15cm/2,33	7Fr	16/18/18	53/27/27	10st
K2CS115803P*	3L	15cm/2,67	8Fr	14/18/18	110/27/27	10st
K2CS120703P	3L	20cm/2,33	7Fr	14/18/18	47/23/23	10st
K2CS120803P*	3L	20cm/2,67	8Fr	14/18/18	85/23/23	10st
K2CS130703P*	3L	30cm/2,33	7Fr			10st
K2CS115804P*	4L	15cm/2,67	8Fr	14/18/18/18	70/21/21/21	10st
K2CS120804P*	4L	20cm/2,67	8Fr	14/18/18/18	63/17/17/17	10st
K2CS130904P*	4L	30cm/3,0	9Fr			10st
K2CS115905P*	5L	15cm/3,0	9Fr	16/18/18/18/18	53/21/21/21/21	10st
K2CS120905P*	5L	20cm/3,0	9Fr	16/18/18/18/18	46/17/17/17/17	10st

\*Beställningsvara



### Materialinnehåll:

- CVK – Polyurethan
- Ledare – Nitinol
- Dilatator – Polyurethan
- Spruta – Polypropylene
- Nål – Rostfritt stål
- Kateter över nål – FEP/rostfritt stål
- Skalpell – Rostfrittstål
- LuerSafe – Polykarbonat/silikon
- Fixeringsvingar – Faltfri PVC

**ALTIUS/KIMAL** olika CVK:er levereras alltid med följande produkter.

- Ledare, tillverkad i **Nitinol**.
- Dilatator
- Nål – med ultraljudsmarkering
- Skalpell
- **Raulerson** spruta 5ml med integrerad **LuerSafe** ventil
- Integrerade **LuerSafe** ventiler



# Altius™ 1L HP CVK



Artnr	Lumen	Längd/O.D mm	French	Gauge	Flöde ml/min	Förp
<b>K2CS115501P</b>	1L	15cm/1,67	5Fr,	16	50	10st
<b>K2CS115701P</b>	1L	15cm/2,33	7Fr,	14	155	10st
<b>K2CS120501P</b>	1L	20cm/1,67	5Fr,	16	47	10st
<b>K2CS120701P</b>	1L	20cm/2,33	7Fr,	14	125	10st

# Altius™ 2L HP CVK



Artnr	Lumen	Längd/O.D mm	French	Gauge	Flöde ml/min	Förp
<b>K2CS120702P</b>	2L	20cm/2,33	7Fr,	14/17	85/34	10st
<b>K2CS115702P</b>	2L	15cm/2,33	7Fr	14/17	97/42	10st

# Altius™ 3L HP CVK




Artnr	Lumen	Längd/O.D mm	French	Gauge	Flöde ml/min	Förp
<b>K2CS115703P</b>	3L	15cm/2,33	7Fr	16/18/18	53/27/27	10st
<b>K2CS115803P*</b>	3L	15cm/2,67	8Fr	14/18/18	110/27/27	10st
<b>K2CS120703P</b>	3L	20cm/2,33	7Fr	14/18/18	47/23/23	10st
<b>K2CS120803P*</b>	3L	20cm/2,67	8Fr	14/18/18	85/23/23	10st

# Altius™ 4L HP CVK



Artnr	Lumen	Längd/O.D mm	French	Gauge	Flöde ml/min	Förp
<b>K2CS115804P</b>	4L	15cm/2,67	8Fr	14/18/18/18	70/21/21/21	10st
<b>K2CS120804P</b>	4L	20cm/2,67	8Fr	14/18/18/18	63/17/17/17	10st

# Altius™ 5L HP CVK



Artnr	Lumen	Längd/O.D mm	French	Gauge	Flöde ml/min	Förp
<b>K2CS115905P</b>	5L	15cm/3,0	9Fr	16/18/18/18/18	53/21/21/21/21	10st
<b>K2CS120905P</b>	5L	20cm/3,0	9Fr	16/18/18/18/18	46/17/17/17/17	10st




# Altius™ ledare för CVK

## Produktinformation

- Pediatriska storlekar.
- Tillverkade i Nitinol\*\*
- Optimal känsla vid hantering av ledaren.
- Vändbar J-ledare samt rak vid andra änden.

Det nya hjulet ser till att dra tillbaka och fram 'J' tippen. Det har aldrig varit enklare eller jämnare att manövrera ledaren även om man skulle ha blod på sina handskar.

Avståndsmarkering finns på förpackningen, samt gradering var 10:e cm på ledaren. Förpackningen gör också att man inte kan backa ut ledaren.



## Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Material	Förp
KGW02150N	Altius ledare för CVK 0.53mmx500mm (0.021"inch), barn	Nitinol	25st
KGW01850N	Altius ledare för CVK 0.45mmx500mm (0.018"inch), barn	Nitinol	25st
KGW03570N	Altius ledare för CVK 0.89mmx700mm (0.035"inch), vuxen	Nitinol	25st
KGW03550N	Altius ledare för CVK 0.89mmx500mm (0.035"inch), vuxen	Nitinol	25st
KGW03270N	Altius ledare för CVK 0.81mmx700mm (0.032"inch), vuxen	Nitinol	25st
KGW03250N	Altius ledare för CVK 0.81mmx500mm (0.032"inch), vuxen	Nitinol	25st

\*\*Nitinol, eller nickeltitan, är en metallegering av nickel och titan där de båda metallerna ingår till ungefär lika stora delar.





### SYLAK AB

Ekonomivägen 5  
436 66 Askim  
Tel: 031-748 49 50, Fax: 031-68 39 51  
www.sylak.se

## Viktig information

De nya ALTIUS™ CVK:erna tål mycket höga tryck (300psi, 10ml/sek) och är anpassade för att tåla röntgenkontrastinjektorerna. Den lila skänkeln är den som är avsedd för kontrastinjektorn.




LuerSafe ventilerna så som sitter på CVK:erna sitter fast och kan inte tas bort. OBS: Försök ej att vrida bort LuerSafe ventilen.

Alla kanaler i CVK:n är runda. I de runda kanalerna är/blir flödet laminärt och det minskar risken för turbulens i samband med injektionen/infusionen.



# Altius™ HP CVK

## Färgkodifiering av ALTIUS HP CVK:er



# Altius™ HP CVK

Innehållsförteckning på avdelningsförpackningen.

**KIMAL**  
delivering healthcare innovation

CENTRAL VENOUS CATHETER KIT  
KIT DE CATHÉTER VEINEUX CENTRAL  
ZENTRALER VENENKATHETER-SET  
KIT CATETERE VENOSO CENTRALE  
KIT DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES  
CENTRALE VENOUS KATETER KIT  
SENTRALT VEENKATETER KIT  
CENTRAAL VENEUZE KATHETER KIT  
КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛНО-ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР  
SOUPRAVA CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU  
SÚPRAVA CENTRÁLNEHO ŽILOVÉHO KATÉTRA  
KESKITETYN LASKIMO KATETRI KIT  
CENTRAL VENKATETER KIT  
ZESTAW CEWNIKA CENTRALNEGO  
KIT CATÉTER VENOSO CENTRAL  
PRIBOR ZA CENTRALNI VENSKI KATETER  
KOMPLET CENTRALNOG VENSKOG KATERERA  
SANTRAL VENÖZ KATETER KITI  
KIT KENTRIKOY ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ  
НАБОР ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ КАТЕТЕРОВ  
中央静脉导管套件  
کاتتر وریب مرکزی  
القسطرة الوريدية المركزية

Kimal plc  
Arundel Road, Uxbridge, Middlesex. UB8 2SA England  
Tel: + 44 (0) 845 4379540. Fax: +44 (0) 845 4379541  
www.kimal.co.uk

**ALTIUS™ HP**  
REF K2CS115803P

**3** lumen      **8** Fr      **15** cm

**Altius HP 3 Lumen Central Venous Catheter Set 8 FR 15 cm**

**PROXIMAL**  
18G(1.25mm)  
1600ml/h  
V=0.25ml

**DISTAL**  
14G(2.11mm)  
8600ml/h  
V=0.0.25ml

**MEDIAL**  
18G(1.25mm)  
1600ml/h  
V=0.30ml

8 Fr 2.67 mm

-  18G(1.25mm x 7.0cm)
-  09Fr(3.0mmx12cm)  
Hydrophilic Coated
-  50 cm x 0.035 " Nitinol
-  05 CC Guiding Syringe

BN: 566Z 1330-0815-00

2014-09  
2017-09  
LOT 0014009

REF K2CS115803P  
LOT 0014009  
2017/09

REF K2CS115803P  
LOT 0014009  
2017/09

CE 0088                        

# Tänk på



**Altius® CVK med integrerad LuerSafe® ventil:  
Ett injektionsmembran som ger ett slutet system.  
LuerSafe® ventilen går ej att ta bort**




Knicka inte  
slangen



Använd ej  
peang för att  
klampa  
slangen



Använd ej  
peang för att  
försöka  
ta bort  
LuerSafe®  
ventilen.



Ta inte bort  
LuerSafe®  
ventilen.

# Kundanpassade CVK set

Seten kundanpassa utifrån de behov som finns.

Kontakta oss för mer information för era behov.

