

Eclipse® Border

Högabsorberande förband med kontaktlager av silikon samt förstärkt borderkant



Produktinformation



Ett högabsorberande förband för rikligt vätskande sår i kombination med Silfix mjuka silikonteknologi. Silikonets naturliga egenskaper gör att det inte fäster i såret utan enbart på torr hud. Borderkanten är förstärkt med hypoallergisk häftmassa för att optimera att förbandet skall sitta säkert. Förutom Silfix-lagret finns ett snabbt absorberande material och Xu-lock systemet som binder kvar vätskan i förbandet. Vätskebarriär är det beige/bruna polyetylenlagret som andas och skapar en skyddande barriär mot bakterier och andra mikroorganismer.

Bruksanvisning

Förbandet läggs på, med silikonytan mot såret med minst 2cm överlappning, på frisk hud. Klipp inte i förbandet. Förbandsbyte, dagligen till en gång per vecka, beroende på exsudatmängd.

Användningsområde

För alla rikligt vätskande sår, t ex:

- Bensår
- Trycksår
- Infekterade sår
- Kirurgiska sår
- Brännsår



Kontraindikation

- Arteriella eller kraftigt blödande sår

Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet, högt MVTR 2800g/m²/24timmar
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Atraumatisk fästytta av silikon
- Fuktig sårläkningsmiljö

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Förp
CR4296	Eclipse® Border	15X15cm	10st
CR4297	Eclipse® Border	20x30cm	10st
CR4300	Eclipse® Border Oval	10x20cm	10st
CR4299	Eclipse® Border Oval	15x20cm	10st
CR4298	Eclipse® Border Oval	20x30cm	10st



Distributör: SYLAK AB | Ekonomivägen 5, 436 66 Askim | 031-748 49 50 | order@sylak.se | www.sylak.se
Tillverkare: Advancis | Lowmoore Business Park, England | +44162 375 15 00 | www.advancis.co.uk