

Infu-Surg[®], Infu-Surg[®] Clarity

Övertrycksmanschetter engångs

Produktbeskrivning

- **Infu-Surg[®]** 500-1000 samt 3000ml, **Infu-Surg[®] Clarity** med klar baksida 500-1000ml
- Inbyggd övertrycksventil max 330mmHg
- Färgkodad manometer 0-300mmHg
- Inbyggd krok för att fästa infusionspåsen
- Latexfri
- Engångs



Infu-Surg[®] Clarity



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp
4005H	Infu-Surg Bag, inkl. krok 500ml	5st/25st
4010H	Infu-Surg Bag, inkl. krok 1000ml	5st/25st
4030	Infu-Surg Bag, 3000ml	5st/25st
4050	Infu-Surg Clarity Bag, inkl. krok 500 ml	5st/25st
4100	Infu-Surg Clarity Bag, inkl. krok 1000 ml	5st/25st

