


## Envisen Foley urintempkateter



### Produktinformation

ENVISEN

- För urintappning och kontinuerlig temperaturmätning via urinblåsan
- 100% silikon för att minimera risken för uretrit
- MR kompatibel - 3.0 Tesla
- Nelaton spets
- Färgkodade katetrar
- Optimerad design för bästa patientkomfort
- Lätt att ta bort tempkabeln från I/F kabeln
- Passar till de flesta interfacekablar
- Temperatursensorn är en thermistor i 400 serien
- Latexfri
- Mättnoggrannhet  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Komplet sortiment från 6Fr - 24Fr
- Steril
- Kuffas med sterilt vatten
- Liggtid upp till 28 dagar (alt. enligt lokala rutiner)



### Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Kuffvolym	Förp
1.08.001.0010	Urintempkateter Foley, 6Fr Brun	1.5ml	10st
1.08.001.0011	Urintempkateter Foley, 8Fr Svart	3-5ml	10st
1.08.001.0012	Urintempkateter Foley, 10Fr Grå	3-5ml	10st
1.08.001.0013	Urintempkateter Foley, 12Fr Vit	5-10ml	10st
1.08.001.0014	Urintempkateter Foley, 14Fr Grön	5-10ml	10st
1.08.001.0015	Urintempkateter Foley, 16Fr Orange	5-15ml	10st
1.08.001.0016	Urintempkateter Foley, 18Fr Röd	5-15ml	10st
1.08.001.0017	Urintempkateter Foley, 20Fr	5-15ml	10st
1.08.001.0018	Urintempkateter Foley, 22Fr	5-15ml	10st
1.08.001.0019	Urintempkateter Foley, 24Fr	5-15ml	10st
1.08.001.0009	3 meter tempkabel		
1.08.001.0011	5 meter tempkabel		