



Advazorb Fixation®



Produktinformation



Advazorb Fixation är ett vattentätt trakeostomi förband. Patientvänligt förband tack vare silikonkontaktlagret som medför hög komfort och atraumatiska förbandsbyten. Den centrala platsknappen förhindrar oönskat luftflöde när milt tryck appliceras under prat, skratt, hosta och nysningar. Den vattentäta baksidan gör det möjligt för patienter att duscha utan att behöva täcka över eller byta förband efteråt.

- Mjukt och smidigt skumförband som har hög vätskehanteringsförmåga
- Spärnskiktet andas, förhindrar läckage samt skyddar såret
- Skumförbandet har en tjocklek på 2,5mm
- Tillåter atraumatiska förbandsbyten
- Optimalt vid borttagande av trakekanyl samt att patient får stöd vid belastning av stomat
- Minskar hudskador som kan uppstå vid medicinskt lim tack vare silikonkontaktlager



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd förp
CR4341	Advazorb® Fixation	12x10cm	10st