

# KAI-Hudstans



## Produktbeskrivning



- KAI-hudstans används för att ta biopsier i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte
- Hudstansen har en dubbelslipad rakbladsvass egg i rostfritt stål utan skarvar och räfflat handtag samt stor yta för att få bättre tryck för maximal kontroll
- Komplet sortiment av de mest använda storlekarna
- Hudstansarna har tydliga storleksangivelser
- Engångs
- Steril

## Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp/MBE
BP-10F	KAI- Hudstans strl. 1mm	20st/100st
BP-15F	KAI- Hudstans strl. 1.5mm	20st/100st
BP-20F	KAI- Hudstans strl. 2.0mm	20st/100st
BP-25F	KAI- Hudstans strl. 2.5mm	20st/100st
BP-30F	KAI- Hudstans strl. 3.0mm	20st/100st
BP-35F	KAI- Hudstans strl. 3.5mm	20st/100st
BP-40F	KAI- Hudstans strl. 4.0mm	20st/100st
BP-50F	KAI- Hudstans strl. 5.0mm	20st/100st
BP-60F	KAI- Hudstans strl. 6.0mm	20st/100st
BP-70F	KAI- Hudstans strl. 8.0mm	20st/100st