


Surgi-Cut® Ringcurette/Sårskrapa



Produktbeskrivning

- Surgi-Cut® ringcurette används för att avlägsna lesioner i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte, används som sårskrapa för att debridera bort ex. död vävnad
- Rakbladsvass dubbelslipad curette
- Tillverkad i rostfritt stål
- Runt ergonomiskt handtag för maximal kontroll
- Storlekar markerade på varje instrument för snabb identifiering
- Komplet sortiment
- Engångs
- Sterila



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp/MBE
DCP2.0	Surgi-Cut® ringcurette/sårskrapa strl. 2mm	10st/50st
DCP3.0	Surgi-Cut® ringcurette/sårskrapa strl. 3mm	10st/50st
DCP4.0	Surgi-Cut® ringcurette/sårskrapa strl. 4mm	10st/50st
DCP5.0	Surgi-Cut® ringcurette/sårskrapa strl. 5mm	10st/50st
DCP7.0	Surgi-Cut® ringcurette/sårskrapa strl. 7mm	10st/50st