

## Expanderbara - Anestesi/Respiratorslangar



**ALTERA**<sup>®</sup>

### Produktinformation

- Expanderbara anestesi/respiratorslangar
- Finns i 22mm - 15mm
- 22mm, ≥40kg, möter kraven för ISO 5367
- 15mm, ≥10kg, möter kraven för ISO 5367
- Tillverkas i polypropylene (PP)



### Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Avd förp
AL-1300.V007	Expanderbar anestesislang 300cm, Y-stycke fasta kuffar, knä med samplingsport	60st
AL-1300.V019	Expanderbar anestesislang 180cm, Y-stycke fasta kuffar, knä med samplingsport	60st
AL-1300.V020	Expanderbar anestesislang 300cm, Y-stycke lösa kuffar, knä med samplingsport	60st
AL-1300.V026	Expanderbar anestesislang 180cm, Y-stycke lösa kuffar, knä med samplingsport	60st