


EASYPOINT®

Säkerhetsinjektionskanyl



EASYPOINT®

Säkerhetsinjektionskanyl

Bruksanvisning



Anslut nålen till Luer Lock eller Luer slip spruta (upp till 3ml spruta). Gen injektion enligt lokala rutiner



Tryck ner säkerhetsfunktionen som på bilden och nålen åker in automatiskt i nålhållaren.



Släng sprutan i riskavfallsbehållare.



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Avd.förp/Trp.Förp
	För användning av sprutor upp till 3ml eller mindre	
82211	EASYPOINT®, 30G x 12,7mm	50st/400st
82091	EASYPOINT®, 25G x 16mm	50st/400st
82011	EASYPOINT®, 25G x 25mm	50st/400st
82031	EASYPOINT®, 23G x 25mm	50st/400st
	För användning av sprutor upp till 10ml eller mindre	
85291	EASYPOINT®, 25Gx16mm	50st/400st
85211	EASYPOINT®, 25Gx25mm	50st/400st
85011	EASYPOINT®, 25Gx38mm	50st/400st
85231	EASYPOINT®, 23Gx25mm	50st/400st
85021	EASYPOINT®, 22Gx25mm	50st/400st
85031	EASYPOINT®, 22Gx38mm	50st/400st
85041	EASYPOINT®, 21Gx25mm	50st/400st
85051	EASYPOINT®, 21Gx38mm	50st/400st
85061	EASYPOINT®, 20Gx25mm	50st/400st
85071	EASYPOINT®, 20Gx38mm	50st/400st
85081	EASYPOINT®, 18Gx25mm	50st/400st
85091	EASYPOINT®, 18Gx38mm	50st/400st

